

BAG-Validierungsset für RDG

Temperatur-Datenlogger zur Validierung und Routineüberwachung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG)

Best.-Nr. 83319



Verwendungszweck

- Einsatz für die Validierung und Routineüberwachung (Funk-Datenlogger)
- Überwachung des Programmablaufes im RDG (Aufzeichnung der Temperatur)
- Überwachung der Desinfektionsleistung des RDG
(Berechnung von A_0 60, 600, 3000 Werten nach DIN EN ISO 15883-1)

Produkteigenschaften

- entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 15883
- vollkommen wasserdicht
- hohe Messgenauigkeit ($\pm 0,1^\circ \text{C}$ im Bereich von 0°C bis $+140^\circ \text{C}$)
- Programmierung und Auswertung per PC
- Kalibrierzertifikat liegt bei, Rekalibrierung nur alle 12 Monate erforderlich

Inhalt (BAG-Best.-Nr. 83319):

2 BAG-TLog (Funk)	Temperatur-Datenlogger mit Befestigungsöse
2 BAG-TLog F2 (Funk)	Temperatur-Datenlogger mit 2 Messfühlern
1 BAG Interface 4-fach	4-fach Interface zum Auslesen der Datenlogger
1 Software Winlog.med Validation	Software zur Datenauswertung inkl. Bedienungsanleitung
1 Koffer	Zur Aufbewahrung der Temperatur-Datenlogger

09/09